

Kits de Cilindros de Coleta de 1 litro

CILINDROS PASSIVADOS DE AÇO INOXIDÁVEL E SILCOTEK® PARA MUITAS APLICAÇÕES DE COLETA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Cilindros de coleta passivados em aço inoxidável ou Silcotek® para realizar uma ampla variedade de coleta de gás. Todos os cilindros de coleta de 1 litro incluem um disco de ruptura de segurança de 1900 psig.
- Os Cilindros de Coleta de 1L passivados Silcotek® série SPC-1L são projetados para operações de coleta de CO₂ líquido ISBT Método 1.0.
- Todos os cilindros de coleta de CO₂ líquido passivado Silcotek® incluem um tubo de imersão, dimensionado para um enchimento seguro de CO₂ líquido de 68% conforme USA CGA G-6.3 "Procedimentos de Preenchimento e Manuseio de Cilindros de Dióxido de Carbono".
- Cilindros de 1 litro são facilmente conectados a uma variedade de produtos da Airborne Labs International, incluindo Reguladores de Pressão do Vaporizador Flash, reguladores de pressão geral, Conjuntos de Purga Passivada Silconert® (SPVA) e suporte vertical soldado VC-Versipad.
- Cilindros de coleta de 1 litro estão disponíveis nas especificações DOT (DOT3A1800) ou cilindros marcados PI (πEN1964-3 GB.) Os cilindros marcados PI atendem aos requisitos da Diretiva de Equipamentos de Pressão Transportáveis (TPED) para movimentação dentro da União Européia.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

- Conjunto de entrada de conexão rápida de fluxo total
- ST-6: Tubulação flexível passivada
- SPRA-1900: Sulfinert passivado 1900 válvula de alívio de pressão psig
- SPVA: Conjunto da válvula de purga Sulfinert
- VPR-HF-120/230A: Sulfinert passivado Regulador de pressão de 2 estágios LCO₂
- VC-Versipad 1.3: Suporte de cilindro (1 - 3.8L)
- Luvas de criosegurança: Para manuseio seguro de LCO₂

RESUMO DO PRODUTO
KITS DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM DE 1 LITRO



CILINDRO DE 1 LITRO
DE AÇO INOXIDÁVEL
(PARA USOS GERAIS)



CILINDRO SILCOTEK®
PASSIVADO DE 1 LITRO
COM TUBO DE IMERSÃO



CILINDRO DE COLETA LÍQUIDA DE 1 LITRO
COM LINHA DE TRANSFERÊNCIA/
MONTAGEM DE PURGA E VC-VERSIPAD



CILINDRO DE COLETA
LÍQUIDA DE 1 LITRO COM FIXAÇÃO
VPR-HF E VC-VERSIPAD



KIT DE COLETA DE
CO₂ LÍQUIDO (ABERTO)



KIT DE COLETA DE CO₂
LÍQUIDO COM SELOS DE SEGURANÇA (FECHADO)
(PLACA DE MATERIAL PERIGOSO INCLUÍDO)



Airborne Labs International

ISO / IEC 17025:2017 Accredited Laboratory

AIRBORNE LABS INTERNATIONAL, INC

22C World's Fair Drive, Somerset, New Jersey 08873

T: (+1) 732-302-1950

F: (+1) 732-302-3035

E: Sales@Airbornelabs.com www.AirborneLabs.com