

# Kit de Coleta de 5,9 litros de CO<sub>2</sub> Líquido

## KIT DE COLETA ISBT CO<sub>2</sub> DE FONTE LÍQUIDA

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Contém todo o equipamento básico necessário para realizar um extenso conjunto de impurezas principais da ISBT e testes sensoriais.
- Uma amostra líquida de CO<sub>2</sub> é colhida em um cilindro de alumínio **passivado** (AL) de 5,9L equipado com colarinho de proteção, tubo de imersão, líquido (CGA-320) e fase de vapor (CGA-580) duplo válvula de origem.
- O kit de coleta de 5,9L do cilindro inclui instruções e todos os cartazes de transporte de materiais perigosos da IATA.

### COMPONENTES DO KIT DE COLETA

- Estojo robusto de transporte com interior moldado sob medida
- Cilindro passivado de coleta AL 5,9L
- Montagem da arruela Silcotek® passivado CGA-320 / PTFE
- Montagem passivado de alívio de pressão SPRA-1900
- Linha de coleta passivada trançado de aço flexível ST-6 (SPVA)
- Balança digital
- Etiquetas de segurança
- Formulário de Autorização de Análise
- Instruções pictóricas de coleta do produto em cilindro 5.9L / instruções de remessa (vídeo de amostra no YouTube)
- Placas e formulários de embarque HAZMAT
- Folha de MSDS CO<sub>2</sub> líquido
- Programa de conexão rápida de fluxo total para amostragem sem ferramentas



Cilindro Passivado de Coleta AL 5.9L



DS-25kg  
Balança Digital



Conexão rápida de fluxo total com o

SPRA-1900 passivado



CGA-320 Passivado



SPVA (Válvula de purga) + ST-6



Etiquetas  
de Segurança



5,9L Kit de Coleta de CO<sub>2</sub>



**Airborne Labs International**

ISO / IEC 17025:2017 Accredited Laboratory

**AIRBORNE LABS INTERNATIONAL, INC**

22C World's Fair Drive, Somerset, New Jersey 08873

T: (+1) 732-302-1950

F: (+1) 732-302-3035

E: Sales@Airbornelabs.com www.AirborneLabs.com